


ESTETICADENT DIGITAL LAB · КРАСНОЯРСК

Работы лаборатории

Портфолио клинических случаев, выполненных в полном цифровом протоколе



С 2011 года

цифровая лаборатория полного цикла

ЛО41-01019-24/04770043

медицинская лицензия

13 работ

в этой подборке

Издание 2026 года

esteticadigital.ru

13 работ, выполненных в полном цифровом протоколе

От тотальных конструкций на Multi-unit абатментах до одиночных коронок, накладок и капп. По каждому случаю — материал, объём конструкции, способ передачи заказа и срок изготовления.

С 2011 года

на рынке цифровой стоматологии в
Красноярске

100 %

цифровой протокол — только STL и
цифровые оттиски

6 материалов

от циркония до титана

От 1 суток

одиночная коронка при свободном
производстве — от приёма заказа до
отправки

01 Тотальная конструкция Fr1, верхняя челюсть

02 Тотальная конструкция Fr2, верхняя челюсть

03 Тотальная работа Fr3 на шести Multi-unit

04 Тотальная работа Fr3 — второй случай

05 Съёмный протез в полном цифровом протоколе

06 Одиночная коронка винтовой фиксации

07 Одиночная цельноциркониевая коронка

08 Композитные накладки OnLay


09 Тотальное цифровое планирование на зубах

10 Цифровое планирование улыбки

11 Несъёмный анатомический ортотик

12 Сплинт

13 Спортивная каппа



КЕЙС 01 / 13

Тотальная конструкция Fp1, верхняя челюсть


Цельноциркониевая конструкция в полную анатомическую форму с уровня шести Multi-unit абатментов. Тип Fp1 — конструкция замещает только коронковую часть.


Материал	Диоксид циркония в полную анатомическую форму
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	10 рабочих дней

Конструкция без титановых баз. Фиксация к Multi-unit абатментам осуществляется конусными винтами.

Тотальная конструкция Fr1, верхняя челюсть

10 кадров работы





КЕЙС 02 / 13


Тотальная конструкция Fp2, верхняя челюсть

Диоксид циркония в полную анатомическую форму с уровня шести Multi-unit абатментов. Тип Fp2 — замещение коронковой части и части корня.

Материал	Диоксид циркония в полную анатомическую форму
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	10 рабочих дней

Тотальная конструкция Fr2, верхняя челюсть

17 кадров работы





КЕЙС 03 / 13

Тотальная работа Fp3 на шести Multi-unit

Тип Fp3 — конструкция замещает зубы и утраченные мягкие ткани, с индивидуальной имитацией десны.

Материал	Диоксид циркония в полную анатомическую форму
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	10 рабочих дней

Тотальная работа Fr3 на шести Multi-unit

5 кадров работы





КЕЙС 04 / 13

Тотальная работа Fr3 — второй случай


Ещё одна работа типа Fr3 с уровня шести Multi-unit абатментов — другая клиническая ситуация и другое решение по десневой части.

Материал	Диоксид циркония в полную анатомическую форму
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	10 рабочих дней

Тотальная работа Fr3 — второй случай

7 кадров работы






КЕЙС 05 / 13

Съёмный протез в полном цифровом протоколе

Съёмное протезирование без единого аналогового слепка: от цифрового оттиска до готовой конструкции.

Материал	Композитная керамонаполненная смола для 3D-печати зубов и специальная композитная смола для базиса съёмного протеза
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	5 рабочих дней



КЕЙС 06 / 13

Одиночная коронка винтовой фиксации

Коронка на имплант с винтовой фиксацией — шахта выведена в соответствии с цифровым планированием.

Материал	Диоксид циркония в полную анатомическую форму
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	2 рабочих дня



КЕЙС 07 / 13

Одиночная цельноциркониевая коронка

Коронка из диоксида циркония в полную анатомическую форму.

Материал	Диоксид циркония в полную анатомическую форму
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	2 рабочих дня



КЕЙС 08 / 13

Композитные накладки OnLay

Накладки типа OnLay из композита — щадящее восстановление жевательной группы без препарирования под коронку.

Материал	Изготовлены методом 3D-печати из материала BEGO VarseoSmile Crown plus
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	2 рабочих дня



КЕЙС 09 / 13


Тотальное цифровое планирование на зубах


Полное планирование тотальной работы на собственных зубах: от анализа исходной ситуации до финальной конструкции.

Материал	Цифровое планирование с последующей 3D-печатью моделей
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	2-3 рабочих дня

Тотальное цифровое планирование на зубах

9 кадров работы





КЕЙС 10 / 13

Цифровое планирование улыбки

Digital Smile Design: моделирование будущей улыбки до начала работы, согласование результата с пациентом и врачом.

Материал

Цифровое планирование с последующей 3D-печатью моделей

Передача заказа





Sirona Connect

Срок изготовления

2-3 рабочих дня

Цифровое планирование улыбки

6 кадров работы







КЕЙС 11 / 13

Несъёмный анатомический ортотик

Ортотик для восстановления и удержания терапевтического положения нижней челюсти.

Материал	Фрезерованный ПММА, модель — методом 3D-печати
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	2 рабочих дня

Фрезерованная конструкция для работы с прикусом.



КЕЙС 12 / 13

Сплинт

Сплинт-каппа, изготовленная по цифровому протоколу.

Материал	Фрезерованный сплинт из специализированного прозрачного ПММА с модулем эластичности
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	2 рабочих дня



КЕЙС 13 / 13

Спортивная каппа

Индивидуальная спортивная каппа по цифровому оттиску.

Материал	Изготовлена методом послойной термоформовки на вакуум-формере, на моделях, напечатанных на 3D-принтере
Передача заказа	Sirona Connect
Срок изготовления	3 рабочих дня
Классическая спортивная многослойная каппа.	

КАК ПЕРЕДАТЬ СВОЙ СЛУЧАЙ

От цифрового оттиска до готовой работы

СПОСОБ 1

Sirona Connect

Лаборатория в списке получателей — **esteticadent**. Добавляется один раз.

СПОСОБ 2

STL на почту

Файлы STL или PLY на lab@esteticadent.com, в теме письма — фамилия пациента.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Техническое задание

Зубы, вид конструкции, материал, цвет, система имплантатов и скан-маркеров, дата возврата.

ОТВЕТ

Расчёт и сроки

Отвечаем в рабочее время: Пн–Пт, 10:00–20:00 по Красноярску.

8 800 500-73-95

звонок по России бесплатный

lab@esteticadent.com

приём заказов и вопросы

esteticadigital.ru

прайс-лист и протокол работы

Красноярск

ул. Ломоносова 11а, пом. 56